





age**LOC**TM
*boost*TM
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

OBSAH

OBSAH	3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY, UPOZORNENIA A OPATRENIA	4
PREDTÝM, NEŽ ZAČNETE	6
NABÍJANIE PRÍSTROJA AGELOC BOOST	6
NÁVOD NA POUŽITIE	8
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ O PRÍSTROJ AGELOC BOOST	12
RIEŠENIE PROBLÉMOV	13
LIKVIDÁCIA PRÍSTROJA	13
ÚDRŽBA	14
INFORMÁCIE O VÝMENE A ZÁRUKU	15
PATENTY	15
VYMEDZENIE SYMBOLOV	15

OBSAH

1 Prístroj ageLOC Boost
1 Rýchly sprievodca
1 Magnetická nabíjačka
1 Ochranný kryt vodivého povrchu
Produkt ageLOC Boost Activating Serum navrhnutý na používanie s prístrojom ageLOC Boost sa predáva samostatne.



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY, UPOZORNENIA A OPATRENIA

Prístroj ageLOC Boost a magnetická nabíjačka sa testujú pri tlaku zodpovedajúcemu nadmorskej výške 4 000 m n. m.

Tento prístroj obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné.

 **UPOZORNENIE:** Na nabíjanie batérie používajte len magnetickú nabíjačku dodanú s týmto prístrojom.

 Prístroj ageLOC Boost používajte len na zdravú pokožku. Nepoužívajte, ak máte otvorené rany alebo zranenia, ak máte predispozíciu na rosaceu, ak máte alergiu na kov alebo ak máte problematickú alebo citlivú pleť. Pred použitím prístroja sa poraďte s lekárom v prípade, ak ste tehotná, máte kardiostimulátor alebo podobný prístroj, ak máte epilepsiu, ak nosíte kovový zubný strojček, ak máte kovový implantát alebo nejakú chorobu.

 Prístroj ageLOC Boost je určený len pre dospelé osoby. Osoby so zhoršenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí a deti staršie ako 16 rokov môžu používať prístroj len pod dohľadom alebo ak im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania prístroja a pochopili nebezpečenstvo s tým spojené. Uchováajte mimo dosahu detí. Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa deti s prístrojom nehrali. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti.

 Neprikladajte priamo na pery, oči ani očné viečka. Prístroj a aktivačné sérum sú určené len na vonkajšie použitie. Ak zaregistrujete akýkoľvek opuch, dlhodobé začervenanie alebo podráždenie pokožky, okamžite prerušte jeho používanie a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc. Noví používatelia prístroja ageLOC Boost a tí, ktorí majú citlivú pokožku alebo pleť náchylnú na vznik akné, by vždy mali pred použitím produktu vykonať kožný test na malej ploche pokožky.

 Prístroj ageLOC Boost neponárajte celý do vody, aby ste minimalizovali riziko šoku, popálenia, horenia alebo zranenia. Neumiestňujte ho ani neskladujte na miestach, odkiaľ by mohol spadnúť alebo by sa dal stiahnuť do vane, sprchy, umývadla či toalety.

 Prístroj pravidelne kontrolujte, či nemá nejaké poškodenie, a nikdy ho nepoužívajte, ak sa zdá byť poškodený alebo polámaný, aby ste predišli zraneniam.

 ageLOC Boost obsahuje lítium-polymérovú batériu, ktorá nie je vymeniteľná. S cieľom zabrániť možnosti výbuchu prístroj nikdy nevystavujte teplu. Neskladujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, oheň alebo ventilačné otvory. Pred prepravou prístroja alebo letom v lietadle sa obráťte na dopravnú spoločnosť.

 Dobrýateľné batérie, ako sú batérie v prístroji ageLOC Boost, musia mať určitú minimálnu úroveň nabitia, aby fungovali správne. Aby sa dosiahla optimálna životnosť batérie, odporúčame prístroj nabíjať vždy, keď signalizuje slabú batériu, a neskladovať ho niekoľko mesiacov za sebou bez používania.

 Upozorňujeme, že prístroj ageLOC Boost sa nabíja indukčne. Na nabíjanie vždy používajte dodanú nabíjačku. Nepokúšajte sa nabíjať pomocou inej indukčnej nabíjačky. V prípade poškodenia kontaktujte zákaznícke centrum spoločnosti Nu Skin.

 Tento prístroj nenabíjajte v kúpeľni ani v blízkosti vody.

 Na prístroj ageLOC Boost nepoužívajte agresívne chemikálie ani abrazívne látky.

 Prístroj ageLOC Boost nenechávajte dlhší čas v príliš horúcom ani príliš chladnom prostredí. Skladujte vo vnútornom prostredí.

 Prístroj vždy umiestňujte na stabilný a rovný povrch, ktorý je odolný voči teplu, najmä pri nabíjaní.

 Prístroj ageLOC Boost používajte len podľa pokynov a nepoužívajte ho na zranenú pokožku ani vyčnievajúce znamienka. Prístroj ageLOC Boost nepoužívajte dlhšie ani častejšie, ako je čas aplikácie uvedený v návode na použitie. Rukoväť pravidelne čistite.

PREDTÝM, NEŽ ZAČNETE



 Pred použitím prístroja ageLOC Boost si prečítajte všetky bezpečnostné a technické informácie.

NABÍJANIE PRÍSTROJA AGELOC BOOST™

Pred prvým použitím ageLOC Boost úplne nabite.

Pred nabíjaním sa ubezpečte, že sú prístroj aj magnetická nabíjačka úplne suché.

Prístroj položte na magnetickú nabíjačku (v správnej pozícii, pozri obrázok). Uistite sa, že magnety zapadli do správnej pozície. Zapojte USB kábel do zdroja napájania.



Prístroj ageLOC Boost úplne nabite.


Po začatí nabíjania prístroj ageLOC Boost raz zavibruje a svetelný panel LED sa bude pomaly zaplňovať. Tým sa označuje, že prístroj sa nabíja, a zobrazuje sa aktuálna úroveň nabitia batérie.



Po dvoch minútach bude svetelný panel blikať a označovať aktuálnu úroveň batérie. Po úplnom nabití batérie svetielko prestane blikať a svetelný panel LED zostane tlmene svietiť.



Prístroj ageLOC Boost sa nabíja indukčne. Na nabíjanie prístroja vždy použite dodanú nabíjačku. Nepokúšajte sa nabíjať pomocou inej indukčnej nabíjačky. V prípade poškodenia kontaktujte zákaznícke centrum spoločnosti Nu Skin.




NÁVOD NA POUŽITIE

Prístroj ageLOC Boost™ používajte v rámci bežnej rannej starostlivosti o pleť po jej vyčistení a tonizácii.

UPOZORNENIE: Prístroj ageLOC Boost bol navrhnutý špeciálne na používanie s produktom ageLOC Boost Activating Serum. V záujme vašej bezpečnosti a pohodlia neodporúčame prístroj používať s iným produktom ani iným aktivačným sérom.

ČAS APLIKÁCIE


Aplikácia pozostáva z dvoch (2) minútových aplikácií na polovicu tváre. Po jednej minúte prístroj ageLOC Boost na chvíľku zastane, aby ste mohli aplikovať ďalšie ageLOC Boost Activating Serum na vodivý povrch a následne sa postarať o druhú polovicu tváre.




1. KROK Zapnite prístroj posunutím prsta nahor po celej dĺžke dotykovej plochy. Rozsvietia sa svetielka.



2. KROK Vytlačte tri pumpičky produktu ageLOC Boost Activating Serum na vodivý povrch prístroja. Pomocou prístroja rozotrite Activating Serum rovnomerne na jednu polovicu tváre.





3. KROK Prístroj začnite používať potiahnutím prsta nahor po celej dĺžke dotykovej plochy. Prístroj bude jemne vibrovať, čím sa označuje prebiehajúca aplikácia. Priložte vodivý povrch na tvár a začnite aplikáciu na pleť pomalými pohybmi smerom nahor a do strán počas jednej minúty.




1 min.

4. KROK Po dokončení prvej minútovej aplikácie sa prístroj automaticky zastaví. Vytlačte ďalšie tri pumpičky na vodivý povrch prístroja a rovnomerne rozotrite na druhú polovicu tváre. Potiahnite prstom po celej dĺžke dotykovej plochy. Prístroj začne znovu jemne vibrovať. Pokračujte v pomalých pohyboch nahor a do strán počas zostávajúcej minúty.



5. KROK Po dokončení celého cyklu aplikácie sa prístroj automaticky vypne. Po dokončení aplikácie vmasírujte nadbytočné sérum do pokožky a pokračujte svojou bežnou každodennou starostlivosťou o pleť.

AK CHCETE POZASTAVIŤ APLIKÁCIU: Jemne potiahnite prstom nadol po celej dĺžke dotykovej plochy. Môžete to urobiť kedykoľvek. Ak chcete znovu pokračovať, potiahnite prstom nahor po celej dĺžke dotykovej plochy.




AK CHCETE APLIKÁCIU MANUÁLNE ZASTAVIŤ: Prístroj môžete počas používania kedykoľvek zastaviť, a to tak, že prstom dvakrát potiahnete po celej dĺžke dotykovej plochy.



UPOZORNENIE: Prístroj ageLOC Boost bol navrhnutý tak, aby sa počas používania pomaly kĺzal po celej ploche pleti a nemal by sa držať na jednom mieste. Ak zaregistrujete dlhodobé začervenanie alebo podráždenie pokožky, okamžite prerušte jeho používanie a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ O PRÍSTROJ AGELOC BOOST

Prístroj ageLOC Boost by sa mal čistiť podľa týchto pokynov po každom použití, aby sa zabránilo nahromadeniu usadenín. Po každej aplikácii opláchnite vodivý povrch prístroja ageLOC Boost pod tečúcou vodou, aby ste z jeho škár vymyli všetky nečistoty a produkt. Prístroj dôkladne utrite nasucho mäkkou handričkou. Uchovávajte na suchom mieste.



RIEŠENIE PROBLÉMOV

STRATA VODIVOSTI POČAS POUŽÍVANIA: Ak sa dočasne stratí mikroprúdová vodivosť, svetelný panel LED prístroja bude blikať formou súvislej série piatich krátkych bliknutí spojených s piatimi ostrými vibráciami. Ak sa to stane, aplikujte viac produktu ageLOC Boost Activating Serum na vodivý povrch prístroja. Potiahnite prstami po dotykovej ploche a znovu spustíte aplikáciu.

PRÍSTROJ NEREAGUJE: Potiahnite pomaly prstami od spodnej časti prístroja po celej dĺžke dotykovej plochy. Ak prístroj stále nereaguje, nabite ho naplno a skúste to znova. Ak napriek tomu prístroj nereaguje, kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Nu Skin.

SLABÁ BATÉRIA: Spodné svetlo na prístroji sa rozsvieti na jantárovo. Nabite prístroj.

MIMORIADNE SLABÁ BATÉRIA: Keď sa používateľ pokúsi začať aplikáciu, jantárové svetlo na spodnej strane prístroja ageLOC Boost bude opakovane blikať. Znamená to, že batéria je príliš slabá na vykonanie aplikácie a prístroj sa vypne. Nabite prístroj.

LIKVIDÁCIA PRÍSTROJA

Prístroj ageLOC Boost musíte zlikvidovať riadne podľa miestnych právnych predpisov a nariadení. ageLOC Boost obsahuje elektronické súčasti a lítium-polymérovú batériu, ktorá si vyžaduje likvidáciu oddelene od odpadu z domácností. Keď prístroj ageLOC Boost dosiahne koniec svojej životnosti, obráťte sa na miestny úrad pre likvidáciu odpadu, aby ste zistili, aké máte možnosti likvidácie a recyklácie.



Batérie likvidujte riadne v súlade s miestnymi pokynmi

ÚDRŽBA

Nepokúšajte sa prístroj opravovať sami. Spôsobí to zrušenie záruky. Vo vnútri nie sú žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ.

Poškodené prístroje neposielajte letecky.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ageLOC Boost

Maximálny výkon:
5 V, 250 µA, 0,414 Hz

IP25

Nabíjajte iba magnetickou nabíjačkou ageLOC Boost.

V prípade poškodenia kontaktujte zákaznícke centrum spoločnosti Nu Skin.

Magnetická nabíjačka ageLOC Boost

Vstup: 5 V 500 mA

IP22

Elektromagnetická kompatibilita: v súlade s požiadavkami smernice Európskej únie 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite

Bezpečnosť: v súlade s požiadavkami smernice Európskej únie o nízkom napätí 2014/35/EÚ

Hmotnosť prístroja a akumulátora: 69,5 g


INFORMÁCIE O ÚDRŽBE, VÝMENE A ZÁRUKU

LIMITOVANÁ ZÁRUKA 2 ROKY: Spoločnosť Nu Skin® zaručuje, že prístroj bude bez chýb materiálu a výroby počas dvoch rokov od dátumu, kedy vám bol doručený. Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie produktu v dôsledku nesprávneho používania alebo nehody. Ak dôjde k chybe produktu v rámci dvojročnej záručnej lehoty, kontaktujte miestne zákaznícke centrum spoločnosti Nu Skin®, kde vám umožnia jeho výmenu alebo opravu. Je možné, že bude potrebné predložiť oficiálny doklad o nákupe, na ktorom je uvedený dátum doručenia. Spoločnosť Nu Skin® si vyhradzuje právo preskúmať prístroj. Táto záruka nemá vplyv na vaše platné zákonné práva, ktoré sú špecifické pre krajinu zakúpenia. Tieto práva zostávajú chránené. Táto záruka platí v týchto krajinách: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Island, Írsko, Izrael, Juhoafrická republika, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a Ukrajina.

PATENTY

Čaká sa na mnohé americké a medzinárodné patenty.

VYMEDZENIE SYMBOLOV

Symbol	Vymedzenie
	Upozornenie
	Pozrite si používateľskú príručku
	Batérie likvidujte riadne v súlade s miestnymi pokynmi
	Prístroj triedy III napájaný z osobitného zdroja napájania s mimoriadne nízkym napätím
	Nabíjajte len s uvedenou nabíjačkou
	Priamy prúd



NSE Products Europe BV, Da Vincilaan, 9 – 1930, Zaventem, Belgicko

Dováža/Импортёр/Импортёр:

RU ООО "Нью Скин Энтерпрайсиз РС", 119049, Москва, ул. Донская 29/9, стр. 1, тел: 8-800-700-1984.

UA ТОВ "Нью Скін Ентерпрайзес Україна", 03680, Україна, Київ, вул. М. Грінченка, буд. 4, тел.: 0-800-30-19-84.

ZA Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd. Techno Link 63, Regency drive, Route 21 Corporate Park, Nellmapius Drive, Irene, 0157, Juhoafrická republika.

Vyrobené v Číně

www.nuskin.com

© 2021 NSE PRODUCTS, INC.

001931 Q1 2021